

Fosfo-Pak4/Pak5/Pak6-S474/S560/S602 Mab De Conejo - O96013

Número de artículo: CM0000848

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta objetivos de humano, ratón y rata. Específico para quinasas de la familia PAK fosforiladas en la investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 mAb de conejo
Observaciones/Alias	PAK4; KIAA1142; PAK5KIAA1264; PAK6; Fosfo-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10298/57144/56924
ID de gen	10298/57144/56924
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de la S474 de PAK4 humana (O96013)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O96013(PAK4-Antígeno), Q9P286(PAK5), Q9NQUS(PAK6)
Peso proteico	64, 80, 75 kDa
Envío	Bolsa de hielo