


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Paxilina (Y118) Para Wb Y Elisa - P49023

Número de artículo: CM0000723



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a la Paxilina fosforilada en la tirosina 118. Validado para WB y ELISA en muestras humanas. Detecta una banda de 65 kDa. Adecuado para estudios de adhesiones focales y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Paxilina-Y118 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Paxilina; PXN; paxilina; Fosfo-Paxilina-Y118
Especie	Humano
GeneID	5829
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49023
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo