

Fosfo-Pdgfr Alfa-Y1018 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P16234

Número de artículo: CM0000481



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-PDGFR alfa-Y1018 validado para WB y ELISA. Detecta PDGFRA humano fosforilado en Y1018. Ideal para estudiar la señalización PDGF, la proliferación celular y las vías de las cinasas de receptor de tirosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PDGFR alfa-Y1018 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Fosfo-PDGFR alfa-Y1018
Especie	Humano
GeneID	5156
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16234
Peso proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo