

Fosfo-Pdgfr Alfa-Y849 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P16234

Número de artículo: CM0000735



Introducción

Fosfo-PDGFR alfa-Y849 pAb de conejo detecta la PDGFRA humana fosforilada en la tirosina 849. Validada para Western blot y ELISA, este anticuerpo apoya la investigación sobre la señalización de PDGF, la proliferación celular y el desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PDGFR alfa-Y849 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Fosfo-PDGFR alfa-Y849
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5156
GeneID	5156
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y849 de la PDGFRA humana (NP_006197.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16234
Peso proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo