


Fosfo-Pdgfrb-Y740 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - P09619

Número de artículo: CM0001596



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-PDGFRB-Y740 validado para WB y ELISA, detecta PDGFRB fosforilado en Y740 en humano y ratón. Ideal para estudiar la señalización PDGF en la proliferación celular, migración y desarrollo cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PDGFRB-Y740 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Fosfo-PDGFRB-Y740
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5159
GeneID	5159
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de Y740 de PDGFRB humano (NP_002600.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09619
Peso proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo