

Mab De Conejo Anti-Fosfo-Pdha1-S293 - P08559

Número de artículo: CM0000421



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-PDHA1-S293 validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Detecta la Ser293 fosforilada de PDHA1, una subunidad mitocondrial de la piruvato deshidrogenasa que conecta la glucólisis con el ciclo TCA, para investigación en enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Fosfo-PDHA1-S293
Observaciones/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Fosfo-PDHA1-S293
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5160
ID del gen	5160
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08559
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo