


Pab De Conejo Phospho-Pdk1/Pdpgk1-S241 - O15530

Número de artículo: CM0000918



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico detecta PDK1 fosforilada en Ser241 (PDPK1, 63 kDa). Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratón y rata. Ideal para investigación de señalización por insulina, cáncer y vías de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Observaciones/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5170
ID del gen	5170
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido fosforilado sintético alrededor de S241 de PDK1/PDPK1 humano (NP_002604.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15530
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo