


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15530

Número de artículo: CM0001899



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a PDK1/PDPK1 en Ser241. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de señalización de insulina, proliferación celular y supervivencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDK1; PDK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5170
GeneID	5170
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de S241 de PDK1/PDPK1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15530
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo