

Anticuerpo Policlonal (Pab) De Conejo Anti-Fosfo-Pea15-S104 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15121

Número de artículo: CM0001172



Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-fosfo-PEA15-S104 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta PEA15 humana y muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Peso del objetivo ~15 kDa. Ideal para investigación sobre apoptosis, transporte de glucosa y señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-fosfo-PEA15-S104
Observaciones/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Fosfo-PEA15-S104
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8682
GeneID	8682
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S104 de PEA15 humana (NP_003759.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15121
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo