

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Pea15-S104 Para Wb, Elisa - Q15121

Número de artículo: CM0000859



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-PEA15-S104 (15 kDa) validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Específico para el sitio S104 fosforilado de PEA-15, un regulador de la apoptosis y el transporte de glucosa. Ideal para investigación en diabetes y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-PEA15-S104 Rabbit pAb
Notas/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
Especie	Humano
ID del gen	8682
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor del residuo S104 de la PEA15 humana (NP_003759.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15121
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo