

Fosfo-Pfkfb2-S483 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - O60825

Número de artículo: CM0001083



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para PFKFB2 fosforilado en Ser483. Validado para WB y ELISA en muestras humanas; ideal para estudiar el metabolismo cardíaco de la fructosa-2,6-bisfosfato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PFKFB2-S483 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PFK-2/FBPase-2; Fosfo-PFKFB2-S483
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5208
ID de gen	5208
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S483 de PFKFB2 humano (NP_006203.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60825
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo