

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Pi3Kp85A/P55γ/P85B-Y467/Y464/Y199 Para Wb - P27986 / O00459 / Q92569

Número de artículo: CM0001669



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a las subunidades reguladoras de PI3K p85α, p55γ, p85β (fosforiladas Y467/Y464/Y199). Validado para WB en humano, ratón, rata. Ideal para investigación de señalización PI3K, cáncer y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido específico de fosfo correspondiente a los residuos que rodean a Y467 de PIK3R1/2/3 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso Proteico	42-54kDa/81-84kDa
Envío	Bolsa de hielo