


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Pka C-Alfa (Prkaca)-T197 - P17612

Número de artículo: CM0001951



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-PKA C-alfa (PRKACA)-T197 validado para WB y ELISA. Reconoce PRKACA humana, de ratón y de rata fosforilada en Treonina 197. Adecuado para estudios de señalización de quinasas y fosforilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-PKA C-alfa (PRKACA)-T197
Observaciones/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Phospho-PKA C-alfa (PRKACA)-T197
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5566
GeneID	5566
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de T197 de PKA C-alfa humana (PRKACA) (NP_002721.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17612
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo