

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Pka Rii α (Prkar2A)-S99 Fosforilado Para Wb Y Elisa - P13861

Número de artículo: CM0001208



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico contra fosforilación que se dirige a PRKAR2A en Ser99. Validado para WB y ELISA en muestras humanas y de rata. Ideal para la investigación de la señalización de cAMP y PKA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra PKA RII α (PRKAR2A)-S99 fosforilado
Observaciones/Alias	PKR2; PRKAR2; PKA RII α (PRKAR2A)-S99 fosforilado
Especie	Humano
GeneID (humano)	5576
GeneID	5576
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido fosforilado sintético alrededor de S99 de PRKAR2A/PKR2 humano (P13861).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P13861
Peso molecular de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo