

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Pkc Alpha-S657/Y658 Para Wb, Elisa - P17252

Número de artículo: CM0001851



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-PKC alpha (S657/Y658) validado para WB y ELISA. Detecta la PKC alfa humana fosforilada (77 kDa), una quinasa clave en la proliferación celular, la apoptosis y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-PKC alpha-S657/Y658 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alfa; Phospho-PKC alpha-S657/Y658
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5578
GeneID	5578
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P17252
Peso de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo