

Mab De Conejo Anti-Fosfo-Pkc Alfa-T410+Pkc Delta-T410 Para Wb, Elisa - P17252 / Q05655

Número de artículo: CM0000833



Introducción

El mAb de conejo anti-Fosfo-PKC alfa-T410+PKC delta-T410 detecta T410 fosforilado de PKC alfa y PKC delta humana. Validado para WB y ELISA, ideal para investigación en señalización celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Fosfo-PKC alfa-T410+PKC delta-T410
Notas/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalfa; PKC-alfa; Fosfo-PKC alfa-T410+PKC delta-T410
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5578/5580
GeneID	5578/5580
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido fosforilado sintético alrededor de T410 de PRKCZ humana (NP_002735.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P17252/Q05655
Peso de la proteína	76kDa/77kDa
Envío	Bolsa de hielo