


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Pkc Alfa-T638 + Pkc Beta Ii-T641 Para Wb Y Elisa - P17252/P05771

Número de artículo: CM0001106



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico que detecta PKC alfa (Thr638) y PKC beta II (Thr641). Validado para WB y ELISA con muestras humanas. Para el estudio de la señalización de PKC en cáncer, biología cardíaca e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5578/5579
ID del gen	5578/5579
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T638 de PRKCA humana (NP_002728.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P17252/P05771
Peso de la proteína	76kDa/77kDa
Envío	Bolsa de hielo