


Mab De Conejo Phospho-Pkc Alpha-T638 - P17252

Número de artículo: CM0000945



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Phospho-PKC alpha-T638 para WB y ELISA. Detecta PKC alfa fosforilado en T638 en muestras humanas y de ratón, ideal para investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-PKC alpha-T638
Observaciones/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalfa; PKC-alfa; Phospho-PKC alpha-T638
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5578
GeneID	5578
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de T638 de PKC alfa humana (P17252).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P17252
Peso de proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo