


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pkc Delta-Y311 Para Wb, Elisa - Q05655

Número de artículo: CM0001898



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-Fosfo-PKC delta-Y311 validado para WB y ELISA. Reacciona con PKC delta humano y de ratón. Ideal para estudiar la fosforilación de PKC delta en Tyr311 en investigaciones sobre apoptosis, ciclo celular y señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-PKC delta-Y311 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-Y311
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5580
GeneID	5580
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y311 de PKC delta de rata (NP_579841.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q05655
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo