

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Pkc Mu (S916) Para Wb Y Elisa - Q15139

Número de artículo: CM0001448

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que reconoce PRKD1 (PKC mu) fosforilado en Ser916; adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con PRKD1 humano y de ratón, permitiendo la investigación de vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-PKC mu-S916 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S916
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5587
GeneID	5587
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S912 de PKC mu humano (NP_002733.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15139
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo