


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Para Wb, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Número de artículo: CM0001814



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PKC (pan) fosforilada (β II Ser660). Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en transducción de señales, oncología y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
Observaciones/Alíase	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GenelD	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético fosforilado alrededor de S660 de PKC (pan) β II PRKCA humana (NP_002728.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Peso Proteico	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Envío	Bolsa de hielo