


Pab De Conejo Phospho-Pkcalpha/Beta II-T638/641 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771

Número de artículo: CM0000518



Introducción

El pAb de conejo Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 detecta PKC alfa y beta II fosforilada en humano, ratón y rata. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, este anticuerpo apoya la investigación en señalización celular, cáncer y biología cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
Notas/Alias	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5578/5579
GeneID	5578/5579
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T638 de PKCalpha/beta II PRKCA humano (NP_002728.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252/P05771
Peso de la proteína	76kDa/77kDa
Envío	Bolsa de hielo