


Phospho-Pkcδ/θ-S643/676 Conejo Pab - Q05655/Q04759

Número de artículo: CM0001496



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a PKCδ Ser643 y PKCθ Ser676, validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la señalización de PKCδ/θ en apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-PKCδ/θ-S643/676 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PRKCD/PRKCQ; Phospho-PKCδ/θ-S643/676
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5580/5588
GeneID	5580/5588
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor de S643 de PKCδ/θPRKCD humano (NP_001341605.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q05655/Q04759
Peso Proteico	77kDa/80kDa/67kDa/74kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo