

Mab De Conejo Anti-Fosfo-Pkr/Eif2Ak2-T446 - P19525

Número de artículo: CM0001643



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la T446 fosforilada de PKR/EIF2AK2 humano, adecuado para WB y ELISA. Ideal para investigación en inmunidad innata, infección viral y señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Fosfo-PKR/EIF2AK2-T446
Notas / Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Fosfo-PKR/EIF2AK2-T446
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5610
GeneID	5610
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T446 de PKR/EIF2AK2 humano (P19525)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P19525
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo