


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Plc Beta 3 (Plcb3)-S1105 Para Wb Y Elisa - Q01970

Número de artículo: CM0001868



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para PLC beta 3 fosforilada en Ser1105. Validado para WB y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de segundos mensajeros mediada por GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Fosfo-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105
Observaciones/Alias	SMDCD; Fosfo-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5331
ID del Gen	5331
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01970
Peso Molecular de la Proteína	139kDa
Envío	Bolsa de Hielo