


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 Para Wb, Elisa - P19174

Número de artículo: CM0001576



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PLCG1 fosforilado (S1248), con reactividad cruzada con humanos y ratones. Validado para western blot y ELISA. Adecuado para el estudio de señalización por receptores tirosina quinasa, migración celular e investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248
Observaciones/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S1248 de PLC gamma 1 (PLCG1) humano (NP_877963.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19174
Peso de la proteína	149kDa
Envío	Bolsa de hielo