


Fosfo-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 Conejo Pab - P19174

Número de artículo: CM0000753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta fosfo-PLCG1 (S1248), validado para WB, IHC-P, ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para el estudio de la señalización de factores de crecimiento, la reorganización de actina y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19174
Peso Molecular de la Proteína	149kDa
Envío	Bolsa de hielo