


Fosfo-Plc Gamma 1 (Plcg1)-Y783 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P19174

Número de artículo: CM0001231



Introducción

Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 pAb de conejo es un anticuerpo específico para fosforilación para Western blot y ELISA, dirigido contra la Y783 fosforilada de PLCG1 humana. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la señalización de receptores de tirosina cinasa, la reorganización de la actina y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Especie	Humano
GeneID (humano)	5335
GeneID	5335
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de la Y783 de la PLC gamma 1 humana (PLCG1) (NP_877963.1?).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19174
Peso proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo