


Phospho-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y1217 Rabbit Pab - P16885

Número de artículo: CM0001783



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para el Y1217 fosforilado de PLCG2 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5336
GeneID	5336
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16885
Peso proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo