


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-PLN-S16 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26678

Número de artículo: CM0000864



Introducción

El Anticuerpo Monoclonal de Conejo Phospho-PLN-S16 (WB, IF-P, IHC-P, ELISA) detecta fosfolambán fosforilado endógeno en Ser16 en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación de la homeostasis del calcio cardíaco y la miocardiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Phospho-PLN-S16 (mAb)
Observaciones/Alias	PLB; CMD1P; CMH18
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5350
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S16 de PLN humano (NP_002658.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P26678
Peso Molecular de la Proteína	6 kDa
Envío	Bolsa de hielo