


Fosfo-PLN-S16 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - P26678

Número de artículo: CM0001651



Introducción

El pAb de conejo Fosfo-PLN-S16 detecta específicamente la fosfolambana fosforilada en la serina 16 en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para WB y ELISA en la investigación de la regulación del calcio cardíaco y la cardiomiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-PLN-S16 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; Fosfo-PLN-S16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5350
GeneID	5350
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S16 de la PLN humana (NP_002658.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26678
Peso proteico	6kDa
Envío	Bolsa de hielo