


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-PLN-S16/T17 Para Wb, Elisa - P26678

Número de artículo: CM0001541



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Fosfo-PLN-S16/T17 para Western blot y ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Detecta fosfolambán fosforilado, un modulador clave de la actividad de SERCA2 en el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Fosfo-PLN-S16/T17                                          |
| Observaciones/Alias           | PLB; CMD1P; CMH18; Fosfo-PLN-S16/T17                                                     |
| Especie                       | Humano                                                                                   |
| ID del Gen (Humano)           | 5350                                                                                     |
| ID del Gen                    | 5350                                                                                     |
| Inmunógeno                    | Un péptido sintético fosforilado alrededor de la S16 y T17 del PLN humano (NP_002658.1). |
| Fuente                        | Conejo                                                                                   |
| Categoría                     | Anticuerpos Fosforilados                                                                 |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                      |
| SWISS                         | P26678                                                                                   |
| Peso Molecular de la Proteína | 6kDa                                                                                     |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                           |