


Phospho-PLN-T17 Conejo Pab - P26678

Número de artículo: CM0001871



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-PLN-T17 de alta especificidad para WB, IHC-P, ELISA. Detecta fosfolambán humano, de ratón y de rata fosforilado en Thr17. Ideal para investigación de señalización de calcio cardíaco y miocardiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-PLN-T17 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-T17
Especie	Humano
GeneID (humano)	5350
GeneID	5350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T17 de PLN humano (NP_002658.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26678
Peso Proteico	6kDa
Envío	Bolsa de hielo