


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S2 - P24928

Número de artículo: CM0001971



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la Ser2 fosforilada de la CTD de POLR2A. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-POLR2A CTD-S2                                                                                            |
| Observaciones/Alias           | RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Fosfo-POLR2A CTD-S2                                                        |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)               | 5430                                                                                                                                                |
| GeneID                        | 5430                                                                                                                                                |
| Inmunógeno                    | Péptido Sintético (Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean la S2 de la repetición YSPTSPS de la CTD de POLR2A humana) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos Fosforilados                                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA                                                                                                   |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                 |
| SWISS                         | P24928                                                                                                                                              |
| Peso Molecular de la Proteína | 217 kDa                                                                                                                                             |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                      |