


## Phospho-Polr2A Ctd- S2/S5 Conejo Pab - P24928

Número de artículo: CM0001491



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-POLR2A CTD (S2/S5) validado para WB y ELISA. Se dirige a la repetición YSPTSPS del CTD de POLR2A humana fosforilada en Ser2/Ser5. Ideal para investigación en transcripción.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Phospho-POLR2A CTD- S2/S5 Conejo pAb                                                                                                             |
| Observaciones/Alias           | RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplLS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD- S2/S5                                                |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)               | 5430                                                                                                                                             |
| GeneID                        | 5430                                                                                                                                             |
| Inmunógeno                    | Péptido sintético Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean S2/S5 de la repetición YSPTSPS del CTD de POLR2A humana. |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                           |
| Categoría                     | Anticuerpos Fosforilados                                                                                                                         |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada           | Humano                                                                                                                                           |
| SWISS                         | P24928                                                                                                                                           |
| Peso Molecular de la Proteína | 217kDa                                                                                                                                           |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                   |