


## Mab De Conejo Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24928

Número de artículo: CM0000436



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra POLR2A CTD Ser5, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para el estudio de la regulación de la transcripción por la ARN polimerasa II.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-Fosfo-POLR2A CTD-S5                                                                                          |
| Notas / Alias       | RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                          |
| ID de gen (Humano)  | 5430                                                                                                                            |
| ID de gen           | 5430                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos alrededor de S5 del CTD de POLR2A humano (P24928). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos fosforilados                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                             |
| SWISS               | P24928                                                                                                                          |
| Peso de la proteína | 217 kDa                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                  |