


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Polr2A Ctd-T4 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P24928

Número de artículo: CM0000458



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-POLR2A CTD-T4 de alta calidad validado para WB, IP, ELISA, ChIP; detecta POLR2A humano, de ratón y rata fosforilado en T4 de las repeticiones del heptapéptido CTD. Ideal para estudios de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Phospho-POLR2A CTD-T4
Observaciones/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiLS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-T4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5430
ID del Gen	5430
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean a T4 de la repetición CTD YSPTSPS de POLR2A humano.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24928
Peso Molecular de la Proteína	217kDa
Envío	Bolsa de hielo