


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Ppig-S376 Para Wb, Elisa - Q13427

Número de artículo: CM0000953



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a PPIG fosforilado en S376, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación del empalme y la señalización fosfo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-PPIG-S376
Observaciones/Alias	CYP; SRCyp; SCAF10; CARS-Cyp; Fosfo-PPIG-S376
Especies	Humano
ID del Gen	9360
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S376 de PPIG humano (NP_004783.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13427
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo