

Mab De Conejo Phospho-Ppp1Ca-T320 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Número de artículo: CM0001782



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico contra PPP1CA (fosforilado en T320). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de PP1, la división celular y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-PPP1CA-T320
Observaciones/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Especie	Humano
GeneID (humano)	5499
GeneID	5499
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor de T320 de PPP1CA humana (NP_002699.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62136
Peso de la proteína	32kDa/37kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo