


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Phospho-Ppp1R12A-S668 Para Wb Y Elisa - O14974

Número de artículo: CM0000885



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Phospho-PPP1R12A (MYPT1) S668 validado para WB y ELISA. Detecta PPP1R12A fosforilada en la serina 668 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de la fosfatasa de miosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-PPP1R12A-S668 pAb de conejo
Notas / Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S668
Especie	Humano
ID del gen	4659
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14974
Peso de la proteína	115kDa
Envío	Bolsa de hielo