


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Ppp1R12A/Ppp1R12B/Ppp1R12C (Thr696) Para Wb, Elisa - O14974 / O60237 / Q9Bzl4

Número de artículo: CM0001338



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para el Thr696 fosforilado de las subunidades reguladoras de la fosfatasa de miosina humana PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas. Ideal para la investigación de señalización celular y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C-T696 pAb de Conejo
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4659/4660/54776
GeneID	4659/4660/54776
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T696 de PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C humano (basado en PPP1R12A NP_002471.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14974 / O60237 / Q9BZL4
Envío	Bolsa de hielo