


Pab De Conejo Contra Prkcq Fosforilado (S676) - Q04759

Número de artículo: CM0001811



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido contra PRKCQ (S676). Validado para detección por WB y ELISA de PRKCQ humano fosforilado, una quinasa clave en la señalización de linfocitos T, la inflamación y la función plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PRKCQ fosforilado (S676)
Observaciones/Alias	PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-S676
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5588
ID del gen	5588
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a residuos alrededor de S676 de PRKCQ humano (fosfoespecífico)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q04759
Peso molecular de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo