


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Prkcq-T538 Para Wb, Elisa - Q04759

Número de artículo: CM0001688



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que detecta PRKCQ humana fosforilada en Thr538. Validado para WB y ELISA, este anticuerpo se dirige a la proteína quinasa C theta, una quinasa clave en la señalización del receptor de células T, la activación de NF-kB y la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Especificaciones Principales del Producto	
Nombre del Producto	Phospho-PRKCQ-T538 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-T538
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5588
ID de Gen	5588
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T538 de PRKCQ humana (NP_006248.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q04759
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo