

Pab De Conejo Contra Phospho-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2-Y340 Para Wb Y Elisa - Q15700

Número de artículo: CM0000901



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Phospho-PSD93/DLG2-Y340 para WB y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Detecta la proteína andamiaje postsináptica chapsyn-110/PSD-93 implicada en la señalización del receptor NMDA y la percepción del dolor crónico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340
Observaciones/Alias	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1740
ID de gen	1740
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor del residuo Y340 de PSD93/chapsyn-110/DLG2 humano (NP_001355.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15700
Peso de proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo