

Pab De Conejo Phospho-Raf1-S338 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04049

Número de artículo: CM0000994



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Raf1 fosforilado en Ser338 (Swiss-Prot: P04049). Validado para western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con Raf1 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-Raf1-S338
Observaciones/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S338
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5894
GeneID	5894
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de S338 del Phospho-Raf1-S338 humano (NP_002871.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04049
Peso de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo