

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Raptor-Ser792 Para Wb, Elisa - Q8N122

Número de artículo: CM0000746



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-Raptor-Ser792 validado para WB y ELISA. Detecta RPTOR humano, un componente regulador del complejo mTORC1 esencial para la detección de nutrientes y las vías de señalización del crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-Raptor-Ser792
Observaciones/Alias	KOG1; Mip1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57521
ID del gen	57521
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N122
Peso de la proteína	149 kDa
Envío	Bolsa de hielo