


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Phospho-Rb-S608 Para Wb, Elisa - P06400

Número de artículo: CM0000794



Introducción

El pAb de conejo contra Phospho-RB-S608 detecta la proteína RB1 fosforilada en Ser608 en muestras humanas. Validado para WB y ELISA, este anticuerpo se dirige a la proteína del retinoblastoma, un regulador clave del ciclo celular y supresor de tumores. Ideal para la investigación del cáncer y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Phospho-RB-S608
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S608
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	5925
ID de gen	5925
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido fosforilado sintético alrededor de S608 de RB humano (NP_000312.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P06400
Peso de la proteína	106 kDa
Envío	Bolsa de hielo