


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Rb-S795 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Número de artículo: CM0001527



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-RB-S795 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce RB1 humano, de ratón y de rata fosforilado en Ser795. Herramienta esencial para la investigación del ciclo celular y de supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-RB-S795
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795
Especie	Humano
ID del gen	5925
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S795 del RB humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06400
Peso de la proteína	106kDa
Envío	Bolsa de hielo