


Fosfo-Rb-S811 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P06400

Número de artículo: CM0000473



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige a RB humana fosforilada en serina 811, validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación sobre la regulación del ciclo celular, la supresión de tumores y las vías de señalización E2F.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-RB-S811 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S811
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5925
GeneID	5925
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S811 de RB humana (NP_000312.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06400
Peso proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo