

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Relb-S573 Para Wb Y Elisa - Q01201

Número de artículo: CM0000618



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a RELB fosforilada en S573. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para investigar la señalización NF- κ B, la función de las células inmunes y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-RELB-S573 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; Phospho-RELB-S573
Especie	Humano
GenelD	5971 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q01201
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo